

Transportmedium für Stuhlproben, molekular (1 ml)

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das Transportmedium ist für den Transport von Stuhlproben vom Ort der Entnahme zum Testlabor und die anschließende molekularbiologische Untersuchung bestimmt. Die Lösung stabilisiert Nukleinsäuren während des Transports. Nur für den professionellen Gebrauch.

Zusammenfassung und Beschreibung

Das Transportmedium für Stuhlproben ermöglicht den Transport und die Konservierung der Probe vom Probenahmeort zum Testlabor. Die Probe wird mittels des Spatels aufgenommen und in das Röhrchen mit der Lösung zurückgeführt, verschlossen und beschriftet an ein Labor für die weitere molekularbiologische Untersuchung übergeben. Für die weitere Bearbeitung der Probe sind die im Labor gängigen Arbeitsanweisungen sowie die Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Hersteller für eventuell verwendete PCR-Kits zu beachten und die Validierung und Verwendbarkeit des Testkits obliegt in der Verantwortung des Anwenders.

Zusammensetzung

DNA/RNA Shield-Lösung

Lagerung und Haltbarkeit

Röhrchen ohne Probenmaterial können zwischen 4°C und 25°C gelagert werden. Nicht einfrieren. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Nach Anbruch der Verpackungseinheit können die ungeöffneten Röhrchen bei sachgemäßer Lagerung bis zum Erreichen des Verfallsdatums verwendet werden.

Testdurchführung

1. Die Probe darf nicht in die Toilette gelangen.



2. Probe in einem sauberen Gefäß oder ähnliches auffangen.



3. Öffnen der weißen Kappe durch Drehen (blaue Kappe nicht vom Röhrchen trennen).



4. Stuhlprobe durch Eintauchen des Spatels aufnehmen (alle 4 Rillen müssen bedeckt sein).



5. Spatel mit Probe durch die Öffnung in der blauen Kappe in das Röhrchen einführen und weiße Kappe durch Drehen verschließen, restliche Stuhlmenge entsorgen.



6. Hände waschen.



Die Proben können bei Raumtemperatur (15°C – 25°C) oder gekühlt versandt werden und sollten innerhalb von 48 h zur Verarbeitung im Labor eintreffen.

Warnhinweis und Vorsichtsmassnahmen

Nur zur einmaligen Verwendung durch Fachpersonal.

1. Bei Anzeichen von mikrobieller Kontamination (Trübung), Rissen, kristallinen Ausfällungen oder sonstigen Anzeichen für eine Qualitätsminderung des Produkts dürfen die Röhrchen nicht verwendet werden.

2. Verwenden Sie das Medium nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.

3. Jede Verwendung dieses Produkts in Verbindung mit einem Schnelldiagnostest oder – gerät ist vom Anwender zu validieren.

4. Lösung nicht trinken. Hautkontakt vermeiden, kann Irritation der Haut und der Augen hervorrufen.

Bei Kontakt mit Wasser spülen. Lösung nicht mit Natriumhypochlorit oder starken Säuren/Laugen mischen.



H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H315: Verursacht Hautreizungen

H319: Verursacht schwere Augenreizungen

Qualitätskontrolle

Jede Charge des Transportmediums für Stuhlproben zur molekularen Diagnostik wird auf Kontamination mit Bakterien und Pilzen geprüft. Auch der pH Wert des Mediums wird gemessen.

Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten ist die Eignung des Mediums für den jeweiligen Anwendungszweck durch den Anwender selbst sicherzustellen und nach eigenen Vorgaben zu validieren.

Entsorgung

Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, die entstandenen Abfälle in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht zu entsorgen.

Hinweis zu Meldungen

Es muss eine Meldung an die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender niedergelassen ist, sowie an den Hersteller erfolgen, sollte es im Zusammenhang mit diesem Produkt zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen sein.

Abkürzungen / Symbole

Symbol	Bedeutung
REF	Artikelnummer
IVD	In-vitro-Diagnostikum
⚠	Ausreichend für <n> Prüfungen
🏢	Hersteller
🌡	Temperaturbegrenzung
🕒	Verwendbar bis
LOT	Fertigungslosnummer, Charge
📖	Gebrauchsanweisung beachten
⊗	Nicht wiederverwenden
CE	CE-Kennzeichnung